


BIOMEDIC ECG+ERGO



ECG de reposo y Ergometria de 12 derivaciones.

Adquisición simultánea de las 12 derivaciones.

Detección de Electrodo suelto.

Protocolos para cinta de correr y bicicleta con editor de protocolos.

Protocolo para TILT TEST.

Filtros de Línea, Muscular y Línea de Base.

Sumario de la prueba y Gráfico de Tendencias.

Permite compartir estudios en formato PDF.

Base de datos con historial completo del paciente.

Módulo de informe para ECOESTRESS(*).

Módulo de Compatibilidad de datos DICOM(*).


(*) Opcional



Informe ampliamente configurable.



Software intuitivo y de fácil manejo.



Conexión USB.



Permite Importar y Exportar estudios.

