



BIOMEDIC ECG BLUETOOTH



Electrocardiógrafo de 12 derivaciones.

Detección de Electrodo suelto.

Filtros de Línea, Muscular y Línea de Base.

Almacenamiento de la totalidad del registro monitoreado.

Latido promedio para realizar mediciones.

Base de datos con historial completo del paciente.

Permite compartir estudios en formato PDF.

Apagado automático.

2 años de garantía.

OPCIONAL: Impresora térmica portátil.



APP Android de fácil manejo.



Disponible para Tablet o Celular.



Conexión Bluetooth.



Funciona con dos pilas AA.



Informe ampliamente configurable.



Permite Importar y Exportar estudios.

