


BIOMEDIC ECG VETERINARIO PARA PC



ECG de reposo de 7 derivaciones.

Detección de Electrodo suelto.

Filtros de Línea, Muscular y Línea de Base.

Almacenamiento de la totalidad del registro monitoreado.

Apto para animales pequeños y grandes.

Mediciones automáticas o manuales.

Base de datos con historial completo de paciente y propietario.

2 años de garantía.



Informe ampliamente configurable.



Software de fácil manejo.



Permite Importar y Exportar estudios.



Conexión USB.

