


BIOMEDIC HOLTER



Adquisición de 3 canales de ECG.

Grabación continua 24/48 hs.

Botón de Evento para el paciente.

Análisis de arritmias en los 3 canales en forma simultánea.

Filtros de Línea, Muscular y Línea de Base.

Sumario de 24/48 hs del estudio.

Gráfico de Tendencias de RR, ST, QT, QTc, PR.

Análisis temporal y Frecuencial de Variabilidad de Frecuencia.

Latidos promediados para realizar mediciones.

Detección de Fibrilación Auricular y marcapasos.

Análisis de Potenciales Tardíos.

Módulo de Compatibilidad de datos DICOM(*)

(*)Opcional



Informe ampliamente configurable.



Software de fácil manejo.



Permite Importar y Exportar estudios.



Almacenamiento en Memoria SD.



Funciona con una pila AA.

