


BIOMEDIC HOLTER VETERINARIO



3 canales de ECG.

Grabación continua 24 hs.

Análisis de arritmias
en los 3 canales en forma simultánea.

Filtros de Línea, Muscular
y Línea de Base.

Sumario de 24/48 hs del estudio.

Gráfico de Tendencias de RR, ST, QT, QTc, PR.

Análisis temporal y Frecuencial
de Variabilidad de Frecuencia.

Latidos promediados para realizar mediciones.

Análisis de potenciales tardíos.



Informe ampliamente
configurable.



Software de fácil
manejo.



Permite Importar
y Exportar estudios.



Almacenamiento
en Memoria SD.



Funciona
con una pila AA.

